

**SILICONE GEL GPM**

O SILICONE GEL GPM foi desenvolvido para conservação e renovação de para-choques, painéis, faixas laterais e partes plásticas. É resistente a água, não resseca e não mancha.

INDICAÇÃO

Para limpeza, conservação e renovação em para-choques, painéis, faixas e retrovisores. Usando o SILICONE GEL GPM, você revitalizará toda a parte plástica e vinil do seu carro, e o deixará como novo, e com maior resistência contra o sol.

MODO DE USAR

Passe o SILICONE GEL GPM com uma esponja. É importante que a superfície esteja previamente livre de poeiras.

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO - QUÍMICAS

Aspecto: Gel

Odor: Característico

pH: 5~8

Cor: Branco

COMPOSIÇÃO

Polímero acrílico, alcalinizante, silicone, essência, corante, conservante e água.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES

Conserve fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Não ingerir. Impeça o contato pelos olhos, pele e roupa durante o manuseio. Evite inalação e aspiração e o contato com os olhos e pele. Evite

contato prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente o centro de intoxicações (CEATOX 0800- 7226001) ou o médico levando o rotulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame o socorro médico.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha a embalagem fechada adequadamente. Mantenha a embalagem ao abrigo da luz e bem fechada após o uso. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Não misturar com água na embalagem original.

Água: pode faltar. Não desperdice.

VALIDADE DO PRODUTO

Válido por 36 meses após a data de fabricação.

APRESENTAÇÕES

Embalagens de 240g. Caixa 60x1.

Embalagens de 1Kg.

Embalagens de 3,2Kg.

REGISTRO E NOTIFICAÇÕES

Produto saneante notificado na ANVISA Nº 25351.463778/2015-61.